



AOD 1 Dekompozisyon sistemi

/// Veri Sayfası

AOD 1, katı ve sıvı organik veya kısmen organik numunelerin kapalı bir sistemde basınç altında oksidatif dekompozisyonunu gerçekleştirmek için kullanılmaktadır.

Sistem aşağıdakileri içermektedir:

AOD 1.1 Dekompozisyon haznesi, C 48 Oksijen istasyonu, AOD 1.2 Harici ateşleme ünitesi, AOD 1.11 Kontrol standardı (50 ml)

- Tüm halojenler, kükürt ve volatil metallerin kantitatif dekompozisyonu için kullanılır. Ör: As ve Hg
- Yanma ürünlerinin sulu ortamlarda emilimi
- Oksidasyon prosesinin dekompozisyon haznesinin oto-rejeneratif katalitik iç yüzeyi ile katalitik olarak desteklenmesi



designed for scientists

- Yüksek kalite paslanmaz çelikten imal edilen basınç haznesi
- 1200 °C'ye kadar dekompozisyon sıcaklığına dayanıklı - Dekompozisyon esnasındaki maksimum işletim basıncı - 195 bar- Dekompozisyon süresi



IKA

designed for scientists

