

IKA

designed for scientists



MF 10.1 Kesici-öğütücü başlık

/// Veri Sayfası

Kağıt ve bitkiler gibi lifli maddelere ek olarak plastiklerin ve düşük hacim ağırlığı bulunan maddelerin ezilmesinde kullanılır. Boşaltım öncesinde, hammadde elekten geçer. Bu elekler, birbirleri arasında değiştirilebilir olup farklı delik boyutlarına sahip olabilirler (teslimat kapsamında değildir). Elekten geçen madde daha sonra NS 29 standart elek haznesi kullanarak toplanabilir.



designed for scientists

Teknik Veri

Proses tipi	sıra tipi (inline)
Maks. dairesel hız [m/s]	24.5
Maks. Besleme tanecik büyüklüğü [mm]	15
Malzeme öğütme haznesi	paslanmaz çelik 1.4308
Değirmen beslemesi öğütme haznesinde kuru buzla soğutulabilir	evet
Boyutlar (En X Boy X Derinlik) [mm]	320 x 560 x 300
Ağırlık [kg]	2.633

